



**YB VALDIVIAS**  
Equipos médicos y de laboratorio

## **MICROPIPETAS PLUS DE 1 SOLO CANAL**

**MARCA: GREETMED**

Es un instrumento de laboratorio empleado para succionar y transferir pequeños volúmenes de líquidos y permitir su manejo en las distintas técnicas analíticas. La pipeta funciona según el principio de desplazamiento de aire y utiliza puntas desechables

El uso de micropipetas permite emplear distintos líquidos sin tener que lavar el aparato: para ello, se emplean puntas desechables, de plástico, que habitualmente son estériles.

### **ESPECIFICACIONES GENERALES:**

- Mango ergonómico de fácil maniobrabilidad.
- Tiene un calibrador variable.
- Pistón de desecho.
- Indicador de volumen

### **ESPECIFICACIONES TECNICAS:**

- 5 – 50 MI (A25)
- 10 – 100 MI (A26)
- 100 -1000 MI (A30)



Central Telefónica:  
960801020 /960801135/93469462  
240 – 6532



[administradora@valdivias.com.pe](mailto:administradora@valdivias.com.pe)  
[www.valdivias.com.pe](http://www.valdivias.com.pe)