



**YB VALDIVIAS**  
Equipos médicos y de laboratorio

## TENSIÓMETRO CON ESTETOSCOPIO

Marca: GREETMED

Mod: BJ 0-300mmHg.

Es un aparato de diagnóstico de diseño profesional, que tiene un esfigmomanómetro inteligente, estable, tiene una excelente estabilidad y larga vida, es adecuado para el hospital, clínica, ambulancia, la familia y de rescate de campo.

### ESPECIFICACIONES GENERALES:

- De fácil traslado. Para uso personal y profesional - Incluye Estetoscopio GREETMED.
- Manómetro tipo reloj con gancho para sujetar al brazo. Estuche para traslado.
- Insuflador (Pera) de látex para inflar el brazalete.
- Sencilla conexión enchufable del tubo.
- Válvula de purga de precisión, con ajuste fino y sin desgaste.
- Microfiltro para proteger la válvula de purga de aire y el sistema de medición.
- Membrana endurecida especial de cobre-berilio, el mecanismo de precisión prácticamente no envejece.
- Brazalete de alta duración.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Escala de aluminio lineal, inclinada, 0 – 300 mmHg, de fácil lectura.
- Máxima tolerancia de error de +/- 3 mmHg.



Central Telefónica:  
960801020 /960801135/93469462  
240 – 6532



[administradora@valdivias.com.pe](mailto:administradora@valdivias.com.pe)  
[www.valdivias.com.pe](http://www.valdivias.com.pe)