



YB VALDIVIAS
Equipos médicos y de laboratorio

MICROSCOPIO BIOLÓGICO

MARCA: GREETMED

MODELO: EX20

El microscopio biológico EX20, le posibilita una mejor visibilidad de los elementos u objetos de menor tamaño, obteniendo así una imagen aumentada con calidad. Este equipo se caracteriza por aumentar la imagen hasta el nivel de la retina para así poder captar mucho mejor la información que usted requiere.

Especificaciones Generales:

- Construido en material metálico, con base plastificada y soportes antideslizantes.
- Interruptor de encendido con indicador visual.
- Fusible de protección.

Especificaciones Técnicas:

- Con cabezal binocular WF10X / 18mm, para contenedor de 23mm con dioptría ajustable.
- Distancia interpupilar: 50mm – 75mm
- Revolver de 04 objetivos.
- Objetivos planos acromáticos con corrección al infinito: 4X, 10X, 40X, 100X (S, aceite).
- Enfoque de sistema: tipo tapón con sistema de engranajes ajustables con límites de tensión.
- Control macrométrico.
- Control micrométrico.
- Platina con movimiento vertical ajustable, ergonómica, con control X/Y.
- Iluminación del condensador, tipo Abbe NA 1.25, con diafragma iris.
- Fuente de iluminación: lámpara LED.
- Fuente de alimentación: entrada AC 220V / 60Hz.
- Fuente de voltaje regulable.
- Dimensiones: 190mm (Ancho) x 400mm (Alto) x 270mm (Fondo).
- Peso: 7 kg.
- Voltaje de trabajo: 220-240 VAC/ 60 Hz.
- Potencia de consumo: 200W.



Central Telefónica:

960801020 / 960801135 / 93469462
240 – 6532



administradora@valdivias.com.pe
www.valdivias.com.pe