



YB VALDIVIAS

Equipos médicos y de laboratorio

ASPIRADOR DE USO CONTINUO (1 LITRO)

MARCA: SILFAB

MODELO: N33V

EL ASPIRADOR N33V es una unidad de succión eléctrica de sobremesa para la aspiración de fluidos corporales, orales, nasales y aspiración traqueal en adultos y niños. Adecuada para pacientes traqueotomizados, aplicaciones quirúrgicas y terapia post- operatoria para el cuidado en casa.

Especificaciones Generales:

- Estructura de metal reforzado.
- Interruptor de encendido con indicador visual.
- Control de regulación de vacío (tipo perilla).
- Indicador de caudal de succión tipo manómetro (vacuómetro mmHg).
- Cámara de succión con pistón y diafragma.
- Soportes antideslizantes.
- Accesorios: Frasco de 01 Lt de capacidad.
Adaptador de conexión cónica.
Filtro bacteriológico.

Especificaciones Técnicas:

- Motor: Bomba de pistón libre de mantenimiento y lubricación.
- Control de vacío (succión ajustable).
- Flujo máximo de aspiración: 28Lt / min.
- Flujo máximo de vacío: -760mmHg.
- Funcionamiento continuo.
- Clasificación de aspiración: alta aspiración / alto flujo.
- Relación Ruido: 60 dB.
- Dimensiones: 330mm (Ancho) x 240mm (Alto) x 120mm (fondo) aprox.
- Peso: 5.3 kg aprox.
- Voltaje de trabajo: 220-240 VAC/ 60 Hz.
- Potencia de consumo: 250W.



Central Telefónica:

960801020 /960801135/93469462



240 – 6532



administradora@valdivias.com.pe

www.valdivias.com.pe