



YB VALDIVIAS
Equipos médicos y de laboratorio

BALANZA DIGITAL ANALITICA DE PRECISION DE 0.001-310Gr

MARCA: GREETMED

MOD: JA303P

La balanza analítica de precisión JA303P es un equipo electrónico que mide la fuerza necesaria para contrarrestar la masa que está siendo medida en lugar de utilizar masas reales. El aspecto visual del producto se combina dentro del concepto de estilo, simpleza y generosidad, y además utiliza un sensor de alta precisión para mantener el pesaje preciso y estable.

ESPECIFICACIONES GENERALES:

- Sensor de celda de carga de alta fiabilidad.
- Carcasa de aluminio.
- Función de tara y contador.
- Amplia Pantalla LCD.
- Cubierta cortaviento de vidrio.
- Tiempo normal de estabilización.
- Vitrina construida con material anti-electricidad estática.
- Dispone de un panel de 05 botones de operación.
- Parabrisas de vidrio deslizante.
- Visión perspícaz y fácil operación.
- Compatible con impresora o PC.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- Capacidad: 310gr.
- Repetibilidad(mg): ± 0.001 gr.
- Pantalla: LCD con retroiluminado blanco y letras negras.
- Resolución: 0.001gr (1mg).
- Linearidad: ± 0.003 gr.
- Tiempo de estabilidad: ≤ 3 S.
- Tamaño del plato: $\phi 90$ mm.
- Temperatura de operación: $+10^{\circ}\text{C}$ a 40°C .
- Peso mínimo: 0.001gr.
- Dimensiones: 270mmx195mmx265mm (LxWxH)
- Energía: tensión de salida 5 DVC, 60ma. A través del adaptador de corriente externo como estándar (tensión de entrada 100-240VAC, 50/60Hz).
- Peso de calibración: externo.

Central Telefónica:

960801020 /960801135/93469462

240 – 6532



administradora@valdivias.com.pe

www.valdivias.com.pe



YB VALDIVIAS
Equipos médicos y de laboratorio

- Método de calibración: externo.
- Peso neto: 6.5kg.
- Peso bruto: 4.0kg /16kg.
- Tamaño del empaque: externa (740mmx550mmx390mm).
- Interface: salida de datos RS232-C.



IAS

Central Telefónica:



960801020 /960801135/93469462
240 – 6532



administradora@valdivias.com.pe
www.valdivias.com.pe