



YB VALDIVIAS
Equipos médicos y de laboratorio

BALANZA ELECTRONICA DE PRECISION 0.01-1100Gr

MARCA: GREETMED

MOD: XY10002C

LA BALANZA ELECTRONICA XY10002C ES UN EQUIPO AMPLIAMENTE UTILIZADO EN APLICACIONES INDUSTRIALES DE ALTA PRECISION COMO LABORATORIOS Y UNIVERSIDADES, ES DE ALTA RESOLUCION, CUENTA CON UNA LECTURA RAPIDA DE PESAJE.

ESPECIFICACIONES GENERALES:

- Sensor de célula de carga.
- Carcasa en ABS.
- Función de tara y contador.
- Pantalla LED.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- Capacidad: 1100Gr.
- Pantalla: LED.
- Resolución: 0.01Gr.
- Pesaje mínimo: 0.04Gr.
- Repetibilidad: 0.02Gr.
- Linearidad: 0.03Gr.
- Tiempo de estabilidad: ≤2S
- Temperatura de operación: 5°C ~ 25°C
- Tamaño del plato: φ130MM.
- Tamaño: Dentro 310mmx230mmx130mm
Fuera: 660mmx470mmx320mm.
- Energía: tensión de salida 5VDC, 600ma a través del adaptador de corriente externo como estándar (tensión de entrada 100-240VAC, 50/60Hz).
- Calibración: externa.
- Peso neto: 2.0Kg.
- Peso bruto: 2.0/22Kg.
- Tamaño del empaque: 850mmx420mmx430 (LxWxH)
- Interface: RS232 (opcional).



Central Telefónica:
960801020 /960801135/93469462
240 – 6532



administradora@valdivias.com.pe
www.valdivias.com.pe