

## OXIMETRO DE PULSO

MARCA: CONTEC

MOD: CMS50D

### ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- Integrado con la sonda SpO2 y la pantalla de procesamiento módulo.
- Aplicación: hospital, hogar, comunidad médica tratamiento, atención sanitaria deportiva, etc.
- Puede medir SpO2 y pulso exactamente SpO2 y pantalla de frecuencia de pulso, forma de onda de frecuencia de pulso exhibición del gráfico de barras
- Indicación baja del voltaje de la batería El modo de visualización se puede cambiar
- Brillo de la pantalla ajustable Bajo consumo de energía;
- Pequeño volumen (57 (L) 31 (W) 32 (H)mm), luz, conveniente para llevar Modo de visualización: 0,96
- doble pantalla OLED de Color, resolución de la pantalla: 128\*64 SpO2 rango de medición: 0-100% PR rango de medición: 30-250bpm
- Resolución: 1% para SpO2, 1bpm para la frecuencia del pulso Precisión: + 2 % (70%-100%), sin especificar (<70%) 5V (tamaño del AAA) batteriesx2 alcalino Puede trabajar 36 horas continuamente Capacidad de la resistencia de interferencia contra ambiente En funcionamiento de la luz y de la medida en la perfusión baja 0 %SpO2 PRbpm1

97 84



Central Telefónica:  
960801020/960801135/93469462  
240-6532



administradora@valdivias.com.pe  
[www.valdivias.com.pe](http://www.valdivias.com.pe)