



YB VALDIVIAS
Equipos médicos y de laboratorio

CHALECO DE EXTRICACIÓN

MARCA: GREETMED

MOD: GT-BS-01

Es un Inmovilizador pélvico para estabilizar pelvis y caderas.

ESPECIFICACIONES GENERALES:

- Manijas de agarre de resistencia y cuatro correas.
- 02 correas para la cabeza/mentón reutilizable.
- 03 correas para el cuerpo con hebillas en enganche rápido.
22 listones verticales contrachapados que atraviesan la férula corporal, permitiendo la completa inmovilización en la posición de sentado hasta que se pueda transferir al paciente a una camilla con tabla espinal larga.



YB VALDIVIAS
Equipos médicos y de laboratorio



Central Telefónica:
960801020 /960801135/93469462
240 – 6532



administradora@valdivias.com.pe
www.valdivias.com.pe