



# LÁMPARA RODABLE CON EQUIPO DE EMERGENCIA A BATERIA

MARCA: ORDISI

SERIE: IGLUX 100.000 LUX

MOD: IG-100MB

La serie IGLUX ha sido diseñada utilizando LEDS de última generación que mejoran las prestaciones en el campo quirúrgico aportando un mayor rendimiento cromático (CRI) y reduciendo la emisión de calor.

## ESPECIFICACIONES GENERALES:

- Cúpula compacta de formas suaves que permite una fácil limpieza.
- Regulación de la intensidad lumínica mediante teclado táctil.
- Mango extraíble y esterilizable.
- Con batería.

## CARACTERISTICAS TECNICAS:

- |                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| • Intensidad luminosa a 100cm        | 95.000 lux ( $\pm 10\%$ ) |
| • Regulación de intensidad           | de 20.000 a 95.000 lux    |
| • Fuente de luz                      | LED                       |
| • Vida LEDS                          | > 50.000 h                |
| • Temperatura de color               | 4.500°K ( $\pm 5\%$ )     |
| • Ra                                 | > 95                      |
| • R9                                 | 90                        |
| • Conexión eléctrica                 | 100-240V / 47-63Hz        |
| • Potencia                           | 28 w                      |
| • Ø de la cúpula                     | Ø 300 mm                  |
| • Ø campo de trabajo d <sub>10</sub> | Ø 260 mm                  |
| • Ø campo de trabajo d <sub>50</sub> | Ø 130 mm                  |

- Profundidad de campo (L1 + L2) 170 cm (80 + 90cm)
- Color RAL 9002
- Peso aprox. Lampara 12.5 Kg



Central Telefónica:

960801020 /960801135/93469462 [administradora@valdivias.com.pe](mailto:administradora@valdivias.com.pe)

240 - 6532 [www.valdivias.com.pe](http://www.valdivias.com.pe)

