



## **ASPIRADOR**

**MARCA: CAMI**

**MODELO: NEW ASPIRET**

---

New Aspiret es una aspiradora eléctrica adecuada para la aspiración de fluidos corporales, aspiración oral, nasal y traqueal en adultos y niños. Adecuado para su aplicación en cirugía pequeña en pacientes traqueotomizados y tratamientos postoperatorios en el hogar, su tamaño compacto y su extrema facilidad de uso lo hacen adecuado para su uso en el ambulatorio, en la sala / sala de hospital y para tratamientos en el servicio de asistencia domiciliaria para el que se ha certificado específicamente el dispositivo de conformidad con la norma EN 60601-1-11 "uso en entornos domésticos". Equipado con un manómetro de vacío (mmHg y kPa) y un regulador de vacío, el aspirador está disponible con un sistema de recolección autoclavable o desechable de 1 o 2 litros.

### **Especificaciones Generales:**

- 1 jarra 1000 ml (bote de policarbonato autoclavable de 1000 ml)
- Vaso de succión con sistema de rebose.
- Juego de tubos de silicona 6x10mm (autoclavable) + conexión cónica Con 8-9-10mm
- Filtro antibacteriano e hidrofóbico (paciente único)
- Sonda de succión CH20
- Cable de alimentación con enchufe shuko.

### **Especificaciones Técnicas:**

- Motor: Bomba de pistón seco
- Fuente de alimentación estándar 230 V-50 Hz
- Clasificación: ISO 10079-1 Alto vacío / bajo flujo
- Flujo de aire libre: 15 l / min
- Succión ajustable: -0.75bar -75kPa -563mmHg
- Ruido: 59.6 dB
- Consumo de energía: 184 VA
- Fusible: 1 x F1.6 A 250 V
- Operación: continuo
- Peso: 2,2 kg.
- Dimensiones: 25x19x16 cm.
- Grado de protección: IP21.

Central Telefónica:



960801020 /960801135/93469462  
240 – 6532



[administradora@valdivias.com.pe](mailto:administradora@valdivias.com.pe)  
[www.valdivias.com.pe](http://www.valdivias.com.pe)



**YB VALDIVIAS**  
Equipos médicos y de laboratorio

**USOS:**

- ORL
- Uso en el hogar
- Traqueotomía
- Departamento / Carril



**YB VALDIVIAS**  
Equipos médicos y de laboratorio

Central Telefónica:



960801020 /960801135/93469462  
240 – 6532



[administradora@valdivias.com.pe](mailto:administradora@valdivias.com.pe)  
[www.valdivias.com.pe](http://www.valdivias.com.pe)