



CENTRÍFUGA ANALÓGICA DE 12 TUBOS

MARCA: GREETMED

MODELO: 80-2

La centrífuga modelo 80-2, es una máquina compacta y de bajo ruido. Es ideal para laboratorio e instituciones de salud. Está hecha con un material altamente resistente, es, además, de fácil manejo, lo que ayuda a reducir el tiempo de trabajo.

Especificaciones Generales:

- Estructura metálica.
- Tapa acrílica.
- Interruptor de seguridad para la apertura de la tapa.
- Interruptor de encendido con indicador luminoso.
- Fusible de protección.
- Control de velocidad.
- Control de tiempo (temporizador)
- Soportes antideslizantes.
- Motor eléctrico de alto rendimiento (usa carbones).

Especificaciones Técnicas:

- Temporizador: 0 – 30 min.
- Máxima velocidad: 4000 RPM.
- Máximo RCF: 2300 x gramo.
- Regulación de velocidad: pasos de 500 en 500 RPM (tipo perilla)
- Regulación de tiempo: graduado por minuto (tipo perilla).
- Tipo de cabezal: rotor fijo de 45° de Ángulo.
- Capacidad: 12 tubos de plástico de 15 o 20 mL.
- Relación Ruido: Menor a 60dB.
- Dimensiones: 280mm (Ancho) x 235mm (Alto) x 310mm (fondo) aprox.
- Peso: 7 kg aprox.
- Voltaje de trabajo: 220-240 VAC/ 60 Hz.
- Potencia de consumo: 800W.





YB VALDIVIAS
Equipos médicos y de laboratorio



CENTRÍFUGA ANALÓGICA DE 12 TUBOS
MARCA: GREETMED
MODELO: 80-2



Central Telefónica:
960801020 /960801135/93469462
240 – 6532



administradora@valdivias.com.pe
www.valdivias.com.pe