



YB VALDIVIAS
Equipos médicos y de laboratorio

BALANZA DIGITAL ANALITICA DE PRECISION DE 0.0001-220Gr.

MARCA: GREETMED

MOD: FA2204

La balanza FA2204 es un equipo electrónico que mide la fuerza necesaria para contrarrestar la masa que está siendo medida en lugar de utilizar masas reales.

ESPECIFICACIONES GENERALES:

- Sensor de celda de carga.
- Carcasa protectora: carcasa limpiable.
- Función de tara y contador.
- Pantalla LED.
- Cubierta cortaviento de vidrio.
- Tiempo normal de estabilización.
- Conexión para adapta impresora.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- Rango: 0.0001 hasta 220gr.
- Repetitividad(g): +/- 0.0001gr.
- Pantalla: digital con luz LED.
- Funciones: Tara, Calibración, Peso, Conversión de unidad, recuento simple, control automático.
- Corriente: 220VAC.
- Ajuste: interno automático.
- Tamaño del plato de pesada: 80mm.
- Peso: 4.9 kg (aprox).
- Dimensiones: 360mmx216mmx320mm.
- Condiciones ambientales: -10°C + 30°C, +/-85% RH.



Central Telefónica:



960801020 /960801135/93469462
240 – 6532



administradora@valdivias.com.pe
www.valdivias.com.pe