



**YB VALDIVIAS**  
Equipos médicos y de laboratorio

## BALANZA ELECTRÓNICA DE PRECISION 0.01-310Gr

MARCA: GREETMED

MOD: XY300-2C

LA BALANZA ELECTRÓNICA XY3002C ES UN EQUIPO AMPLIAMENTE UTILIZADO EN APLICACIONES INDUSTRIALES DE ALTA PRECISIÓN COMO LABORATORIOS Y UNIVERSIDADES, ES DE ALTA RESOLUCIÓN, CUENTA CON UNA LECTURA RAPIDA DE PESAJE.

### ESPECIFICACIONES GENERALES:

- Sensor de celda de carga.
- Carcasa en ABS.
- Función de tara y contador.
- Pantalla LED.

### ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- Capacidad: 310Gr.
- Pantalla: LED.
- Resolución: 0.01Gr.
- Pesaje mínimo: 0.04Gr.
- Repetibilidad: 0.02Gr.
- Linearidad: 0.03Gr.
- Tiempo de estabilidad:  $\leq 2S$
- Temperatura de operación: 5°C~ 25°C
- Tamaño del plato:  $\phi 130mm$ .
- Tamaño: Dentro 310mmx230mmx130mm  
Fuera: 660mmx470mmx320mm.
- Energía: tensión de salida 5VDC, 600ma a través del adaptador de corriente externo como estándar (tensión de entrada 100-240VAC, 50/60Hz).
- Calibración: externa.
- Peso neto: 2.0Kg.
- Peso bruto: 2.0/22Kg.
- Tamaño del empaque:  
850mmx420mmx430mm (LxWxH).
- Interface: RS232 (opcional).



Central Telefónica:

960801020 /960801135/93469462  
240 – 6532



[administradora@valdivias.com.pe](mailto:administradora@valdivias.com.pe)  
[www.valdivias.com.pe](http://www.valdivias.com.pe)