



YB VALDIVIAS
Equipos médicos y de laboratorio

CENTRIFUGA DIGITAL DE 6 TUBOS

MARCA: GREETMED

MODELO: SPINPLUS 6

La centrifuga Spinplus 6, es una maquina ideal para la separación de plasma en suero, la urea, las muestras de sangre y otras aplicaciones de rutina en los laboratorios hospitalarios y de investigación.

Especificaciones Generales:

- Estructura de plástico (polipropileno)
- Tapa metálica con cierre de seguridad y apertura automática.
- Espacio de centrifugación de acero inoxidable.
- Mirilla en la tapa.
- La velocidad puede ir de 100-5000RPM
- Pantalla LCD con capacidad de cambiar entre RPM y RCF.
- Panel de control digital.
- Soportes antideslizantes Adheribles a superficies lisas.

Especificaciones Técnicas:

- Temporizador: 15seg--- 99 min.
- Aceleración de velocidad en tiempo Max 20-80 segundos.
- Tiempo máximo de frenado 20-80 segundos.
- Máxima velocidad: 100-5000 RPM (con incremento de 100).
- Máximo RCF: 3074 x gramo.
- Regulación de velocidad: pasos de 10 en 10 RPM (digital).
- Regulación de tiempo: graduado por minuto (digital).
- Tipo de cabezal: rotor fijo de 45° de ángulo.
- Capacidad: 6 tubos cónicos de 15ml con tapas de rosca
- Dimensiones: 260mm (Ancho) x 210mm (Alto) x 300mm (fondo) aprox.
- Peso: 4 kg aprox.
- Voltaje de trabajo: 230VAC 50/ 60 Hz.
- Potencia de consumo: 40W.



Central Telefónica:
960801020 /960801135/93469462
240 – 6532



administradora@valdivias.com.pe
www.valdivias.com.pe