

ANALIZADOR BIOQUIMICO AUTOMATIZADO

MARCA: GENRUI

MODELO: GS300

El analizador bioquímico GS300 es el modelo clásico para ensayos de bioquímica. Se ha lanzado al mercado desde hace varios años y se resulta un gran éxito. La mesa compacta y la funcionalidad robusta le permitirán disfrutar de una operación fácil y conveniente.

ESPECIFICACIONES GENERALES:

- Totalmente automatizado.
- Acceso aleatorio.
- Sistema abierto.
- Rendimiento: Hasta 300 pruebas/hora.
- 8 longitudes de onda de 340-670nm, precisión ± 2 nm.
- 60 posiciones de reactivos y 60 posiciones de muestra.
- Estación de lavado automático.
- Sistema de espectrometría completamente sellado por filtro de Medición.
- Lector de código de barras y PC interna opcional.
- Limpieza de la sonda: Lavado automático interior y exterior.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- Rendimiento: Hasta 300pruebas/hora.
- Tipo: De mesa.
- Posiciones de reactivos: 60.
- Posiciones de muestra: 60.
- Posiciones de reacción 60.
- Fotómetro: Filtros.
- Protección contra colisiones: Sí.
- Detección de nivel de líquido: Sí.
- Estación de lavado Automático.
- Dimensión (Ancho * Profundidad * Alto):880*650*570mm.



Central Telefónica:

960801020 /960801135/93469462

240 – 6532



dministradora@valdivias.com.pe

www.valdivias.com.pe