



ASPIRADOR DE SECRECIONES

MARCA: FOLEE

MODELO: H003-C

Aspirador de flema portátil diseñado en base al desarrollo de orientación para productos en el hogar. Equipo de succión de lubricación sin aceite, que es adecuado para el paciente que tiene dificultad para eliminar flemas, así también para aspirar líquidos tales como pus y sangre durante la práctica clínica.

Especificaciones Técnicas:

- Máximo vacío: ≥ 0.075 MPa
- Potencia: 90VA
- Intervalo de vacío: 0.02 MPa – max. Vacío.
- Caudal: ≥ 15 L/min.
- Capacidad de la botella: 1000 mL
- Ruido: ≤ 65 dB
- Tensión nominal: 220V AC
- Peso neto: 2.9 Kg
- Dimensiones: 335x150x240mm



Central Telefónica:

960801020 /960801135/93469462

240 – 6532



administradora@valdivias.com.pe

www.valdivias.com.pe